Каталог продукции

Госпитальное направление



BD

Helping all people live healthy lives

Инъекционные системы
Лечение сахарного диабета
Инфузионная терапия
Региональная анестезия

2012

СОДЕРЖАНИЕ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 5.

6. Инъекционные иглы
BD Microlance™

7. 2-компонентные шприцы
BD Discardit™

8. 3-компонентные шприцы
BD Plastipak™ – 1, 3, 5,10 мл

9. Безопасные инъекционные иглы с механизмом защиты от укола
BD Eclipse™

10. Контейнер специальный для безопасного сбора и утилизации игл
BD Hub Cutter™

11. Шприцы большого объема
BD Plastipak™ - 20, 30, 50,100 мл

12. Шприцы исключающие возможность повторного использования
BD SoloMed™

13. Шприцы для иммунизации, исключающие возможность повторного использования
BD SoloShot™ Mini

ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА BD 14.

15. Инсулиновые шприцы
BD Микро-Файн *Плюс*®

16. Иглы для шприц-ручек
BD Микро-Файн *Плюс*®

ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ 17.

18. Периферический внутривенный катетер с инъекционным портом
BD Venflon™

19. Периферический внутривенный катетер с инъекционным портом
BD Venflon™ Pro

20. Периферический внутривенный катетер с инъекционным портом и защитой иглы
BD Venflon™ Pro Safety

21. Периферический внутривенный катетер с крылышками и без крылышек
BD Insyte™, BD Insyte-W™

СОДЕРЖАНИЕ

22. Безопасный периферический внутривенный катетер с механизмом защиты иглы
BD Insyte™ Autoguard™

23. Периферический катетер для применения в неонатологии и педиатрии
BD Neoflon™

24. Периферический внутривенный катетер для применения в неонатологии и педиатрии
BD Insyte-N™

25. Безопасный периферический внутривенный катетер с механизмом защиты иглы для применения в неонатологии и педиатрии
BD Insyte-N™ Autoguard™

26. Периферический внутривенный катетер с интегрированным удлинителем
BD Intima™, BD Intima™ с Y-адаптером

27. Безопасный периферический внутривенный катетер с интегрированным удлинителем с механизмом защиты иглы
BD Saf-T-Intima™

28. Закрытая система внутривенного доступа с механизмом защиты иглы
BD Nexiva™ стандартная версия

29. Закрытая система внутривенного доступа с механизмом защиты иглы
BD Nexiva™ со стопорным краном
BD Connecta™

30. Устройство безыгольного доступа с расщепленной мембраной
BD Q-Syte™

31. Аксессуары для инфузионной терапии с BD Q-Syte™

32. Стопорные краны для внутривенной терапии и мониторинга давления
BD Connecta™

СОДЕРЖАНИЕ

34. Разветвители для множественных вливаний
BD Multiflo™

35. Фиксирующая повязка для внутривенных катетеров
BD Veca-C™

35. Принадлежности для инфузионной терапии. Колпачки и заглушки

36. Артериальный катетер
BD™ Arterial Cannula

Региональная анестезия 37.

38. Спинальные иглы со срезом карандашного типа
BD™ Whitacre Pencil Point Spinal Needles

39. Иглы для спинальной анестезии и люмбальной пункции
BD™ Spinal Needles Quincke Type Point

40. Специальные иглы для спинальной анестезии и люмбальной пункции
BD™ Spinal Needles Quincke Type Point

Приложения 41.

42. BD Vialon™ Биоматериал. Клинически доказанное превосходство

44. Преобразование размеров канюль/катетеров BD

Индекс 45.

46. Индекс

ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



ИНЪЕКЦИОННЫЕ ИГЛЫ

BD Microlance™

Стерильные, однократного применения

Gauge	Внешний диаметр иглы	Длина иглы	Тип иглы	Срез	Цветовая кодировка	Кол-во в упаковке (штук)	Кол-во в коробке (штук)	Номер по каталогу
16G	1.6 мм	40 мм (1½")	Стандартная	Стандартный	Белая	100	5000	300637
18G	1.25 мм	40 мм (1½")	Тонкостенная	Короткий	Розовая	100	5000	304622
18G	1.25 мм	50 мм (2")	Стандартная	Короткий	Розовая	100	4000	301900
19G	1.1 мм	25 мм (1")	Тонкостенная	Стандартный	Кремовая	100	5000	301700
19G	1.1 мм	40 мм (1½")	Тонкостенная	Стандартный	Кремовая	100	5000	301500
19G	1.1 мм	50 мм (2")	Тонкостенная	Стандартный	Кремовая	100	4000	301750
20G	0.9 мм	25 мм (1")	Тонкостенная	Стандартный	Желтая	100	5000	304827
20G	0.9 мм	40 мм (1½")	Тонкостенная	Стандартный	Желтая	100	5000	301300
21G	0.8 мм	16 мм (⅝")	Тонкостенная	Стандартный	Зеленая	100	5000	304434
21G	0.8 мм	25 мм (1")	Тонкостенная	Стандартный	Зеленая	100	5000	301156
21G	0.8 мм	40 мм (1½")	Тонкостенная	Стандартный	Зеленая	100	5000	304432
21G	0.8 мм	50 мм (2")	Стандартная	Стандартный	Зеленая	100	4000	301155
22G	0.7 мм	25 мм (1")	Тонкостенная	Стандартный	Черная	100	5000	304727
22G	0.7 мм	30 мм (1¼")	Тонкостенная	Стандартный	Черная	100	5000	300900
22G	0.7 мм	40 мм (1½")	Тонкостенная	Стандартный	Черная	100	5000	301000
22G	0.7 мм	50 мм (2")	Стандартная	Стандартный	Черная	100	4000	300094
23G	0.6 мм	25 мм (1")	Тонкостенная	Стандартный	Голубая	100	5000	300800
23G	0.6 мм	30 мм (1¼")	Тонкостенная	Стандартный	Голубая	100	5000	300700
24G	0.55 мм	25 мм (1")	Стандартная	Стандартный	Фиолетовая	100	5000	304100
25G	0.5 мм	16 мм (⅝")	Стандартная	Стандартный	Оранжевая	100	5000	300600
25G	0.5 мм	25 мм (1")	Стандартная	Стандартный	Оранжевая	100	5000	300400
26G	0.45 мм	13 мм (½")	Стандартная	Стандартный	Коричневая	100	5000	303800
26G	0.45 мм	10 мм (⅜")	Стандартная	Интрадермальный	Коричневая	100	5000	300300
26G	0.45 мм	16 мм (⅝")	Стандартная	Стандартный	Коричневая	100	5000	304300
27G	0.4 мм	13 мм (½")	Стандартная	Стандартный	Серая	100	5000	300635
27G	0.4 мм	19 мм (¾")	Стандартная	Стандартный	Серая	100	5000	302200
30G	0.29 мм	13 мм (½")	Стандартная	Стандартный	Желтая	100	5000	304000

Срез

Дизайн среза разработан с учетом самых последних технологий. Исследования in-vitro и in-vivo доказали превосходное качество показателей проникновения

Тонкостенные иглы

Использование тонкостенных игл с увеличенным просветом способствует увеличению скорости потока во время проведения инъекции или забора крови

Иглы BD Microlance™ могут быть присоединены к Luer адаптерам или коннекторам Luer Lock. Адаптер и цветовая кодировка соответствуют стандартам ISO

Материал изготовления

- Втулка иглы и защитный колпачок: полипропилен
- Канюля: нержавеющая сталь (AISI 304)
- Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола
- Смазочный материал: силикон
- Упаковочный материал: немелованная бумага (медицинская 60 г/см^2) и прозрачная пленка (PE/PA)

Рекомендуемое использование

- Подкожное, внутримышечное, внутрикожное, внутривенное

Метод стерилизации

- Этиленоксид

- Маркировка CE



2-КОМПОНЕНТНЫЕ ШПРИЦЫ

BD Discardit™

Стерильные, однократного применения

BD Discardit™ 2-компонентные шприцы в упаковке с иглой BD Microlance™

Описание	Размеры иглы BD Microlance™	Кол-во в упаковке (штук)	Кол-во в коробке (штук)	Номер по каталогу
2 ml Luer Slip	23 G 1" (0.6 x 25 мм)	100	3000	302788
2 ml Luer Slip	23 G 1 1/4" (0.6 x 30 мм)	100	3000	301784
5 ml Luer Slip	23 G 1 1/4" (0.6 x 30 мм)	100	1800	302789
5 ml Luer Slip	22 G 1 1/4" (0.7 x 30мм)	100	1800	302790
5 ml Luer Slip	22 G 1 1/2" (0.7 x 40 мм)	100	1800	301781
5 ml Luer Slip	21 G 1 1/2" (0.8 x 40 мм)	100	1800	301782
10 ml Luer Slip	22 G 1 1/4" (0.7 x 30 мм)	100	1200	302792
10 ml Luer Slip	22 G 1 1/2" (0.7 x 40 мм)	100	1200	302791
10 ml Luer Slip	21 G 1 1/2" (0.8 x 40 мм)	100	1200	301783
20 ml Luer Slip	21 G 1 1/2" (0.8 x 40 мм)	80	960	301785

Описание

- Прозрачный цилиндр шприца для превосходной визуализации содержимого
- Плавное скольжение поршня за счет уменьшенной силы скольжения
- Герметичность: шприцы BD Discardit™ II в процессе производства проходят тестирование на соответствие требованиям ISO 7886-1
- Точность и безопасность: прозрачный цилиндр
- Маркировка шкалы: точная градуировка, отвечающая требованиям потребителей
- Стопорное кольцо: препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра
- Удобный упор для пальцев обеспечивает стабильность и комфорт во время проведения инъекции
- Модернизированный поршень для выполнения манипуляций одной рукой

Материал изготовления

- Цилиндр: полипропилен
- Поршень: полиэтилен
- Индивидуальная упаковка (блистер): бумага (медицинская 60 гр/см^2), пленка (полиэтилен/полиамид)

Метод стерилизации

- Этиленоксид

- Маркировка CE



3-КОМПОНЕНТНЫЕ ШПРИЦЫ

BD Plastipak™ – 1, 3, 5, 10 мл

Стерильные, однократного применения

Шприцы BD™ без иглы

Описание	Наконечник	Градуировка	Кол-во в упаковке (штук)	Кол-во в коробке (штук)	Номер по каталогу
1 мл туберкулиновый	Концентрический	0.01 мл	100	800	300013
1 мл инсулиновый U-100	Концентрический	U-100	100	800	301355

Шприцы BD™ с надетой иглой

Описание	Градуировка	Размеры иглы BD Microlance™ 3	Срез	Кол-во в упаковке (штук)	Кол-во в коробке (штук)	Номер по каталогу
1 мл	0,01 мл	26G x ⅜" - 0.45 x 10 мм	интрадермальный	100	800	300015
1 мл	0,01 мл	25G x ⅝" - 0.5 x 16 мм	стандартный	100	800	300014

Шприцы BD Luer-Lok™ без иглы

Описание	Наконечник	Градуировка	Кол-во в упаковке (штук)	Кол-во в коробке (штук)	Номер по каталогу
1 мл BD Luer-Lok™	Концентрический	0.01 мл	100	800	**309628**
3 мл BD Luer-Lok™	Концентрический	0.1 мл	200	800	**309658**
5 мл BD Luer-Lok™	Концентрический	0.2 мл	125	500	**309649**
10 мл BD Luer-Lok™	Концентрический	0.2 мл	100	500	300912

Общие характеристики:

- Резиновый уплотнитель не содержит латекса: полностью устраняет риск аллергических реакций
- Прозрачный цилиндр шприца обеспечивает превосходную визуализацию содержимого
- Четкий жирный шрифт шкалы для более точной дозировки медикаментов
- Специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня
- Стопорное кольцо препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра


Материал изготовления

- Цилиндр и поршень: полипропилен
- Шприц BD Luer-Lok™ объемом 1 мл изготовлен из поликарбоната
- Уплотнитель поршня: синтетический каучук (не содержит латекса)
- Смазка: силикон
- Иглы: см. BD Microlance™

Метод стерилизации

- Этиленоксид (кроме шприцев BD Luer-Lok™)
- Гамма-облучение (для шприцев BD Luer-Lok™)

- Маркировка CE



БЕЗОПАСНЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ИГЛЫ С МЕХАНИЗМОМ ЗАЩИТЫ ОТ УКОЛА

BD Eclipse™

Стерильные, однократного применения

Инъекционные иглы BD Eclipse™ с технологией BD SmartSlip™

Размер	Количество в упаковке (штук)	Номер по каталогу
30G ½" - 0.29 x 13 mm	100	305771
27G ½" - 0.4 x 13 mm	100	305770
25G ⅝" - 0.5 x 16 mm	100	305760
23G 1" - 0.6 x 25 mm	100	305892
21G 1½" - 0.8 x 40 mm	100	305895
21G 1" - 0.8 x 25 mm	100	305894
20G 1½" - 0.9 x 40 mm	100	305888
20G 1" - 0.9 x 25 mm	100	305899

Инъекционная игла с механизмом защиты от укола BD Eclipse™ – новейшее пополнение линейки продукции для безопасных инъекций компании BD

Описание

- Запатентованная технология BD SmartSlip™ разработана специально для надежного присоединения инъекционных игл BD Eclipse™ к любым шприцам типа луер
- Защитный чехол ориентирован к срезу иглы, что обеспечивает возможность выполнения инъекций под малым углом
- Механизм защиты от укола активируется одним движением пальца и не требует дополнительных усилий
- Использование BD Eclipse™ требует минимальных изменений в привычной технике выполнения инъекций
- Использование BD Eclipse™ не приводит к перерасходу лекарственных препаратов, т.к. в устройстве нет дополнительного мертвого пространства
- Механизм защиты от укола на инъекционной игле позволяет использовать любые стандартные шприцы

Безопасность

- Активация механизма защиты от укола следует немедленно по окончании инъекции
- Широкая текстурированная поверхность защитного чехла, подходящая для большого или указательного пальца
- Активация механизма защиты от укола подтверждается хорошо слышным щелчком
- Игла остается надежно скрытой внутри защитного чехла
- Механизма защиты от укола активируется одной рукой – той же, в которой находится шприц

Забота о пациенте

- Механизма защиты от укола активируется только после извлечения иглы по окончании инъекции
- Использование высококачественной иглы BD Microlance™ позволяет минимизировать болезненность

Метод стерилизации

- Этиленоксид

- Маркировка CE



КОНТЕЙНЕР СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ИГЛ

BD™ Hub Cutter

Стерильный, однократного применения

BD™ Hub Cutter

Описание	Вместимость	Кол-во в коробке (штук)	Номер по каталогу
Иглоотсекатель BD™ Hub Cutter	в среднем 400-600 игл	32	305309

Безопасный контейнер для утилизации инъекционных игл

Описание

- Портативное, однократного применения устройство для утилизации игл непосредственно после применения
- Предназначен для разрезания втулки иглы и утилизации игл
- Вмещает 400-600 игл в зависимости от размера
- Не требует сборки, готов к использованию
- Дает возможность отделить иглу от шприца сразу после использования
- Устойчив к проколам
- Большое удобное отверстие, облегчающее утилизацию иглы
- Компактный и легкий дизайн
- Линия максимального заполнения
- Желтого цвета - согласно цветовой маркировке биологически опасных медицинских отходов
- Крышка контейнера может быть временно закрыта между использованиями или окончательно заблокирована перед утилизацией
- Утилизация всего контейнера полностью позволяет избежать контакта с острыми предметами
- Прост в утилизации - может быть подвержен сжиганию или захоронению
- Подходит для использования со шприцами серий BD SoloShot™, BD SoloMed™ и стандартными одноразовыми шприцами объемом до 50 мл



ШПРИЦЫ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

BD Plastipak™ – 20, 30, 50, 100 мл

Стерильные, однократного применения

Шприцы BD Plastipak™ объемом 20, 30 и 100 мл

Описание	Наконечник	Шкала-деление	Кол-во в упаковке (штук)	Кол-во в коробке (штук)	Номер по каталогу
Luer Slip 20 мл	Эксцентрический	1 мл	120	480	300613
BD Luer-Lok™ 20 мл	Концентрический	1 мл	120	480	300629
Luer Slip 30 мл	Эксцентрический	1 мл	60	240	301231
BD Luer-Lok™ 30 мл	Концентрический	1 мл	60	240	301229
100 мл	Катетерный с адаптером типа луер	1 мл	25	50	300605

Шприцы BD Plastipak™ объемом 20 мл со съемными иглами

Описание	Размеры иглы BD Microlance™	Шкала-деление	Кол-во в упаковке (штук)	Кол-во в коробке (штук)	Номер по каталогу
20 мл	21G x 1½" - 0.8 x 40 мм	1 мл	60	240	301190

Шприцы BD Plastipak™ и BD™ Perfusion объемом 50 мл

Описание	Наконечник	Шкала-деление	Кол-во в упаковке (штук)	Кол-во в коробке (штук)	Номер по каталогу
Luer Slip 50 мл	Эксцентрический	1 мл	60	240	300866
BD Luer-Lok™ 50 мл	Концентрический	1 мл	60	240	300865
50 мл	Катетерный	1 мл	60	240	300867
Perfusion, BD Luer-Lok™ 50 мл	Концентрический	1 мл	50	100	300137
Amber (янтарного цвета), BD Luer-Lok™ 50 мл	Концентрический	1 мл	60	240	300869
Perfusion, Amber (янтарного цвета), BD Luer-Lok™ 50 мл	Концентрический	1 мл	50	100	300139

BD™ Perfusion шприцы объемом 50 мл со съемными иглами

Описание	Размеры иглы BD Microlance™	Шкала-деление	Кол-во в упаковке (штук)	Кол-во в коробке (штук)	Номер по каталогу
BD Luer-Lok™ 50 мл	14G x 1¼"	1 мл	50	100	300136
Amber (янтарного цвета), BD Luer-Lok™ 50 мл	14G x 1¼"	1 мл	50	100	300138

Описание

- **Герметичные, сохраняют герметичность даже под высоким давлением (запирающий механизм на шприцах BD Luer-Lok™). Плавное и контролируемое движение поршня**
- **Точность и безопасность применения: прозрачный корпус**
- **Эксцентрический наконечник: снижает мертвое пространство при применении шприцев большого объема**
- **BD Luer-Lok™ - надежное соединение удлинителя или иглы со шприцем**
- **Катетерный тип наконечника позволяет использовать с различными видами зондов и дренажей**
- **Шприцы объемом 100 мл: возможно использование адаптера с луер-разъемом**
- **Не содержит латекса**

Особенности непрозрачного шприца объемом 50 мл

- Непрозрачный шприц объемом 50 мл обеспечивает надежную защиту светочувствительных лекарственных средств от света, задерживая 90% солнечных лучей в УФ-диапазоне длин волн 290-450 нм

Рекомендуемая область применения

- Шприцы объемом 50 мл особенно удобны для автоматического инфузионного оборудования: держателей шприцев, насосов и т.п. Одобрены ведущими производителями держателей шприцев

Материал изготовления: см. описание BD Plastipak™

Метод стерилизации

- Этиленоксид
- Маркировка CE
- **Повторная стерилизация в автоклаве не допускается**



ШПРИЦЫ ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

BD SoloMed™ 2-компонентные шприцы

Стерильные, однократного применения

BD SoloMed™ 2-компонентный шприц с разламывающимся поршнем

Описание	Тип наконечника	Градуировка шкалы	Количество в упаковке (штук)	Номер по каталогу
2 ml Luer Slip	Концентрический	0.1 ml	100	302654
5 ml Luer Slip	Эксцентрический	0.2 ml	100	302655
10 ml Luer Slip	Эксцентрический	0.5 ml	100	302758

BD SoloMed™ 2-компонентный шприц с разламывающимся поршнем и иглой

Описание	Размер иглы BD Microlance™	Количество в упаковке (штук)	Номер по каталогу
2 ml Luer Slip	24G 1" - 0.55 x 25 mm	100	302692
2 ml Luer Slip	23G 1" - 0.6 x 25 mm	100	302640
2 ml Luer Slip	23G 1¼" - 0.6 x 30 mm	100	302690
5 ml Luer Slip	23G 1" - 0.6 x 25 mm	100	302642
5 ml Luer Slip	23G 1¼" - 0.6 x 30 mm	100	302696
5 ml Luer Slip	21G 1½" - 0.8 x 40 mm	100	302658
10 ml Luer Slip	21G 1½" - 0.8 x 40 mm	100	302761

Шприцы BD SoloMed™ с разламывающимся поршнем - очередное пополнение линейки инъекционных систем BD с защитой от повторного использования

Описание

- Пригоден для использования в любых терапевтических областях
- Блокируется медперсоналом непосредственно после проведения инъекции
- Эффективно предотвращает повторное использование
- Практически не требует изменения привычной техники инъекции и поэтому не влияет на качество проводимой процедуры
- Объем отходов для последующей утилизации такой же, как и у обычных шприцев
- Прозрачный цилиндр для четкой визуализации содержимого и точного набора лекарства
- Качество игл BD Microlance™ для снижения болезненности при инъекции
- Индивидуальная блистерная упаковка

Метод стерилизации

- Этиленоксид

- Одобрено ВОЗ
- Маркировка CE



NEW

ШПРИЦЫ ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

BD SoloShot™ Mini

Стерильные, однократного применения

BD SoloShot™ Mini - самоблокирующиеся шприцы с интегрированной иглой

Описание	Описание	Цветовая кодировка согласно ISO	Количество в упаковке (штук)	Номер по каталогу
0.5 ml	23G 1" - 0.6 x 25 mm	Голубой	100	302245
0.5 ml	24G¾" - 0.55 x 20 mm	Фиолетовый	100	302247
0.5 ml	25G 1" - 0.50 x 25 mm	Оранжевый	100	302248
0.5 ml	25G⅝" - 0.50 x 15 mm	Оранжевый	100	302249
0.05 ml	27G⅜" - 0.40 x 10 mm	Серый	100	302250
0.1 ml	27G⅜" - 0.40 x 10 mm	Серый	100	302251

BD SoloShot™ Mini

- НОВЫЙ компактный шприц - меньшего размера в сравнении с обычными шприцами для иммунизации - для уменьшения влияния на окружающую среду
- Позволяет использовать меньше металла и пластика
- Вместимость стандартной упаковки возросла на 38%, тем самым снизив стоимость транспортировки
- Поможет более эффективному использованию складских помещений
- Позволяет снизить объем медицинских отходов
- Также удобен для проведения инъекций, как и предыдущая версия шприца для иммунизации*
- Снижает расход лекарственного препарата благодаря минимальному мертвому пространству
- Великолепно подходит для широкой иммунизации населения и для локальных программ
- Обеспечивает высокое качество, которое Вы ждете от любого шприца BD, предназначенного для внутримышечных и подкожных инъекций

Метод стерилизации

- Этиленоксид
- Маркировка CE

*Данные компании Becton Dickinson, предоставляемые по запросу

ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА



ИНСУЛИНОВЫЕ ШПРИЦЫ

BD Микро-Файн *Плюс*®

Стерильные, однократного применения

BD Микро-Файн *Плюс*® инсулиновые шприцы

Описание	Маркировка CE	Кол-во в упаковке (штук)	Кол-во в коробке (штук)	Номер по каталогу
1 ml U-100, 29G x 12,7 mm	да	100	500	320909
1 ml U-100, 30G x 8 mm	да	100	500	320929
0.5 ml U-100, 29G x 12,7 mm	да	100	500	320921
0.5 ml U-100, 30G x 8 mm	да	100	500	320930
1 ml U-40, 29G x 12,7 mm	да	100	500	320910
1 ml U-40, 30G x 8 mm	да	100	500	320911
0,3 ml U-100 , 30G x 8 mm, 1/2 step units	да	100	500	320829

Описание

- Инсулиновые шприцы отвечают индивидуальным потребностям и предпочтениям каждого пользователя
- Несъемная игла, оптимальная геометрия острия иглы позволяют достигать максимального комфорта и надежности
- Инсулиновые шприцы BD Микро-Файн *Плюс*® за счет тройной заточки острия иглы позволяют уменьшить усилие при совершении инъекции
- Шприцы стерильны и предназначены только для однократного использования

- Маркировка CE

- **РУ №ФСЗ 2008/02602 от 01.10.2008**
- **РУ №ФСЗ 2011/09169 от 25.02.2011**



ИГЛЫ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК

BD Микро-Файн *Плюс*®

Стерильные, однократного применения

BD Микро-Файн *Плюс*® иглы для шприц-ручек

Описание	Маркировка CE	Кол-во в упаковке (штук)	Кол-во в коробке (штук)	Номер по каталогу
29G (0,33 x 12,7 mm)	да	100	1200	320480
30G (0,30 x 8 mm)	да	100	1200	320519
31G (0,25 x 5 mm)	да	100	1200	320590
32G (0,23 x 4 mm)	да	**100**	**1200**	**320520**

Описание

- Широкий выбор игл разных размеров и диаметров, несъемная игла, оптимальная геометрия острия иглы позволяют достигать максимального комфорта и надежности
- Тонкостенная технология игл **(30G–32G)** обеспечивает надежное поступление инсулина в подкожно-жировую клетчатку. При сохранении прежнего наружнего диаметра иглы внутренний диаметр увеличивается, обеспечивая увеличение скорости прохождения инсулина через просвет иглы при снижении усилия на механизм введения шприц-ручки
- Иглы стерильны и предназначены только для однократного использования
- Совместимы со всеми шприц-ручками: **Eli Lilly (KwikPen, Byetta Pen, HumaPen Memoir, HumaPen Luxura, HumaPen Luxura HD, HumaPen Ergo II, Humalog Pen, Humulin Pen), Sanofi-Aventis (ClikStar, SoloStar, OptiClik, OptiPen Pro, OptiSet), Novo Nordisk (FlexPen, NovoPen 3, NovoPen 4, NovoPen Junior, Innolet,Victoza), Ypsomed (Ypsopen, Biomatik Pen), Owen Mumford (AutoPen Classic, AutoPen 24, Biosulin Pen)**
- Иглы для шприц-ручек **BD Микро-Файн *Плюс*®** – это простой выбор для медперсонала и пациентов

Силиконовая смазка

- Каждая игла BD Микро-Файн *Плюс*® покрыта патентованной силиконовой смазкой. Микроскопическая пленка, покрывающая поверхность иглы, уменьшает силу, необходимую для проникновения иглы через кожу, что позволяет делать инъекции более комфортно
- **Иглы для шприц-ручек BD Микро-Файн *Плюс*® соответствуют требованиям "TYPE A" EN ISO 11608-2**
- **РУ №ФСЗ 2008/02602 от 01.10.2008**
- **РУ №ФСЗ 2011/09169 от 25.02.2011**

BD, BD лого и BD Микро-файн Плюс® являются торговыми знаками Becton, Dickinson and Company. © 2012 BD
Все остальные торговые марки и знаки являются собственностью соответствующих компаний-производителей

ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ



ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ВНУТРИВЕННЫЙ КАТЕТЕР С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ

BD Venflon™

Стерильный, однократного применения

Размер катетера	Длина, мм	Внешний диаметр катетера, мм	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	Катетер BD Venflon™, номер по каталогу
22G	25	0,8	Синий	50	391451
20G	32	1,0	Розовый	50	391452
18G	32	1,2	Зеленый	50	391457
18G	45	1,2	Зеленый	50	391453
17G	45	1,4	Белый	50	391454
16G	45	1,7	Серый	50	391455
14G	45	2,0	Оранжевый	50	391456

Описание

- Внутривенный катетер BD Venflon™ с интегрированным инъекционным портом и клапаном предназначен для катетеризации периферических вен
- Позволяет проводить болюсное введение лекарственных препаратов во время инфузии через порт
- Косой срез иглы и конический наконечник катетера из политетрафторэтилена (ПТФЭ) упрощает процедуру введения и минимизирует риск повреждения вен
- Наличие крылышек снижает риск бактериальной инфекции, исключая любую вероятность непосредственного контакта тыльной стороны канюли катетера с кожей
  Для оптимальной фиксации катетера к коже рекомендуется использование фиксирующей повязки BD Veca-C™
- Совместим с BD Luer-Lok™

Метод стерилизации

- Этиленоксид

Срок годности

- 5 лет

Упаковка

- Индивидуальная блистерная упаковка с отогнутым краем
- Маркировка CE
- Не содержит латекса



ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ВНУТРИВЕННЫЙ КАТЕТЕР С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ

BD Venflon™ Pro

Стерильный, однократного применения

Размер катетера	Длина, мм	Внешний диаметр катетера, мм	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	Катетер BD Venflon™, номер по каталогу
22G	25	0,9	Синий	50	393202
20G	32	1,1	Розовый	50	393204
18G	32	1,3	Зеленый	50	393206
18G	45	1,3	Зеленый	50	393207
17G	45	1,5	Белый	50	393208
16G	45	1,8	Серый	50	393209
14G	45	2,0	Оранжевый	50	393210

Канюля катетера BD Venflon™ Pro изготовлена из уникального рентгеноконтрастного биосовместимого материала BD Vialon™, преимущества которого подтверждены клиническими исследованиями

Описание

- Уникальные свойства материала BD Vialon™ обеспечивают особо гладкую поверхность канюли и ровный, плавно сходящий на нет кончик катетера, что существенно облегчает венепункцию и снижает риск развития флебита
- Благодаря способности размягчаться внутри вены, биоматериал BD Vialon™ подстраивается под естественную форму сосудов. Это снижает давление на стенки сосуда и уменьшает вероятность развития инфильтрации и флебита, а также исключает возникновение заломов и перегибов канюли
- Катетеры из материала BD Vialon™ обеспечивают более высокую скорость потока по сравнению с катетерами из материала Teflon® благодаря большему внутреннему диаметру
- Крышка инъекционного порта оснащена механизмом «клик-щелчок». Это позволяет закрывать и открывать порт одним пальцем, тем самым снижая вероятность контаминации порта
- Совместимы с BD Luer-Lok™

Метод стерилизации

- Облучение

Срок годности

- 3 года

Упаковка

- Индивидуальная блистерная упаковка с отогнутым краем
- Маркировка CE
- Не содержит латекса



ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ВНУТРИВЕННЫЙ КАТЕТЕР С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ И ЗАЩИТОЙ ИГЛЫ

BD Venflon™ Pro Safety

Стерильный, однократного применения

Размер катетера	Длина, мм	Наружный диаметр катетера, мм	Внутренний диаметр катетера, мм	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	Катетер BD Venflon™, номер по каталогу
22G	25	0,9	0.6	Голубой	50	393222
20G	32	1,1	0.8	Розовый	50	393224
18G	32	1,3	1.0	Зеленый	50	393226
18G	45	1,3	1.0	Зеленый	50	393227
17G	45	1,5	1.2	Белый	50	393228
16G	45	1,8	1.4	Серый	50	393229
14G	45	2,0	1.6	Оранжевый	50	393230

Катетер BD Venflon™ Pro Safety - это сочетание клинических преимуществ катетера BD Venflon™ Pro и свойств безопасного катетера 2-го поколения

Описание

- Канюля катетера BD Venflon™ Pro Safety изготовлена из уникального биосовместимого материала BD Vialon™, преимущества которого подтверждены клиническими исследованиями:
  - Легкая венепункция благодаря ровному и прочному кончику канюли
  - Снижение риска развития флебитов и устойчивость к перегибам благодаря способности размягчаться в полости вены
  - Улучшенные, по сравнению с катетерами из материала Teflon®, потоковые характеристики благодаря увеличенному внутреннему диаметру
- Пассивный механизм безопасности 2-го поколения для защиты медицинского персонала как при установке катетера, так и при утилизации иглы-проводника:
  - После извлечения иглы-проводника ее острие безопасно заключается в гладкую пластиковую ширму защитного механизма во избежание случайного ранения иглой
  - Оставшиеся на острие иглы капли крови поглощаются внутрь защитного механизмом, предотвращая разбрызгивание крови и минимизируя риск возможного инфицирования медперсонала
- Катетер BD Venflon™ Pro Safety удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к современному периферическому катетеру, и может быть использован в любом клиническом отделении

Метод стерилизации

- Радиация

Срок годности

- 3 года

Упаковка

- Индивидуальная блистерная упаковка с отогнутым краем
- Маркировка CE
- Не содержит латекса

reddot design award
best of the best 2008



ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ВНУТРИВЕННЫЙ КАТЕТЕР С КРЫЛЫШКАМИ И БЕЗ КРЫЛЫШЕК

BD Insyte™, BD Insyte-W™

Стерильный, однократного применения

Размер катетера	Длина, мм	Внешний диаметр катетера, мм	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	BD Insyte™ без крылышек, номер по каталогу	BD Insyte-W ™ с крылышками, номер по каталогу
24G	19	0,7	Желтый	50	381212	381312
22G	25	0,9	Синий	50	381223	381323
20G	48	1,1	Розовый	50	381237	381337
20G	30	1,1	Розовый	50	381234	381334
18G	45	1,3	Зеленый	50	381246	381346
18G	30	1,3	Зеленый	50	381244	381344
16G	45	1,7	Серый	50	381257	381357
14G	45	2,1	Оранжевый	50	381267	-

Канюля прямых катетеров BD Insyte™/ BD Insyte-W™ изготовлена из уникального биосовместимого материала BD Vialon™, преимущества которого подтверждены клиническими исследованиями

Описание

- Легкая венепункция благодаря ровному и прочному кончику канюли
- Снижение риска развития флебитов и устойчивость к перегибам благодаря способности размягчаться в полости вены
- Улучшенные, по сравнению с катетерами из материала Teflon®, потоковые характеристики благодаря увеличенному внутреннему диаметру
- Благодаря отсутствию инъекционного порта при использовании катетеров BD Insyte™/ BD Insyte-W™ снижается риск контаминации сосудистого русла

Поэтому катетеры BD Insyte™/ BD Insyte-W™ особенно рекомендованы пациентам со сниженным иммунитетом и высоким риском развития осложнений.

Рекомендуемые области применения

- Онкология
- Гериатрия
- Пациенты со сниженным иммунитетом

Упаковка

- Индивидуальная блистерная упаковка с отогнутым краем

Метод стерилизации

- Этиленоксид

Срок годности

- 5 лет
- Маркировка CE
- Не содержит латекса



БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ВНУТРИВЕННЫЙ КАТЕТЕР С МЕХАНИЗМОМ ЗАЩИТЫ ИГЛЫ

BD Insyte™ Autoguard™

Стерильный, однократного применения

Размер катетера	Длина, мм	Внешний диаметр катетера, мм	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	BD Insyte™ Autoguard™, номер по каталогу	BD Insyte™ Autoguard-W™ с крылышками, номер по каталогу
24G	19	0.7	Желтый	50	381812	381912
22G	25	0.9	Голубой	50	381823	381923
20G	51	1.1	Розовый	50	381837	381937
20G	32	1.1	Розовый	50	381834	381934
18G	51	1.3	Зеленый	50	381847	381947
18G	32	1.3	Зеленый	50	381844	381944
16G	51	1.7	Серый	50	381857	381957
14G	51	2.1	Оранжевый	50	381867	-

Катетеры BD Insyte™Autoguard™ с активным механизмом безопасности – это сочетание клинических преимуществ катетеров BD Insyte™/ BD Insyte-W™ и свойств безопасного катетера 2-го поколения

Описание

- Легкая венепункция благодаря ровному и прочному кончику канюли
- Снижение риска развития флебитов и устойчивость к перегибам благодаря способности размягчаться в полости вены
- Улучшенные, по сравнению с катетерами из материала Teflon®, потоковые характеристики, благодаря увеличенному внутреннему диаметру
- Механизм защиты иглы обеспечивает безопасность для медперсонала как в процессе установки катетера, так и при последующей утилизации иглы-проводника:
  - Кнопка на основании катетера удерживает иглу вытянутой до момента активации механизма
  - При нажатии на кнопку пружина освобождается, и игла с камерой обратного тока втягивается в безопасный прозрачный цилиндр, тем самым предотвращая ранение иглой и разбрызгивание крови и минимизируя риск инфицирования медперсонала

Рекомендуемые области применения

- Онкология
- Гериатрия
- Педиатрия

Упаковка

- Индивидуальная блистерная упаковка с отогнутым краем

Метод стерилизации

- Этиленоксид

Срок годности

- 3 года

- Маркировка CE

- Не содержит латекса



ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ

BD Neoflon™

Стерильный, однократного применения

Размер катетера	Длина, мм	Внешний диаметр катетера, мм	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	Количество в коробке, шт.	Номер по каталогу
24G	19	0,7	Желтый	50	500	391350
26G	19	0,6	Фиолетовый	50	500	391349

Катетер из политетрафторэтилена BD Neoflon™ диаметром 24G и 26G специально предназначен для катетеризации тонких и хрупких сосудов и рекомендован к применению в неонатологии, педиатрии и гериатрии

Описание

- Уникальная конструкция съемного ложного порта дает возможность использовать привычную технику захвата при установке катетера
- После снятия съемного порта высвобождаются гибкие крылышки, способствующие надежной фиксации даже на руке новорожденного

Упаковка

- Индивидуальная блистерная упаковка с отогнутым краем

Метод стерилизации

- Этиленоксид

Срок годности

- 5 лет
- Маркировка CE
- Не содержит латекса



ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ВНУТРИВЕННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ

BD Insyte-N™

Стерильный, однократного применения

Размер катетера	Длина, мм	Внешний диаметр катетера, мм	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	BD Insyte-N™, номер по каталогу	BD Insyte-N™ с крылышками, номер по каталогу
24G	14	0,7	Желтый	50	381211	-
24G	14	0,7	Желтый	50	-	381311

Игла катетеров BD Insyte-N™/ BD Insyte-N™ с крылышками создана с использованием технологии BD Instaflash™ и позволяет получить мгновенное подтверждение тому, что катетер вошел в просвет вены

Описание

- У острия иглы катетера BD Insyte-N™ есть специальный вырез, «окно визуализации», которое позволяет мгновенно получить непосредственное визуальное подтверждение попадания в сосуд, и, как следствие, уменьшить количество попыток катетеризации
- Канюля катетеров BD Insyte-N™/ BD Insyte-N™ с крылышками изготовлена из уникального биосовместимого материала BD Vialon™, преимущества которого подтверждены клиническими исследованиями
  - Легкая венепункция благодаря ровному и прочному кончику канюли
  - Снижение риска развития инфильтраций и флебитов и устойчивость к перегибам благодаря способности размягчаться в полости вены
  - Улучшенные, по сравнению с катетерами из материала Teflon®, потоковые характеристики, благодаря увеличенному внутреннему диаметру
- Канюля длиной 14 мм – самая короткая из представленных на рынке катетеров для работы с малыми венами
- Предоставляет возможность большего выбора мест для установки катетера, а также обеспечивает увеличенную скорость потока
- Поэтому катетеры BD Insyte-N™/ BD Insyte-N™ особенно рекомендованы пациентам неонатологических отделений, а также взрослым пациентам с тонкими и хрупкими венами

Рекомендуемые области применения

- Неонатология
- Педиатрия
- Гериатрия

Упаковка

- Индивидуальная блистерная упаковка с отогнутым краем

Метод стерилизации

- Этиленоксид

Срок годности

- 5 лет
- Маркировка CE
- Не содержит латекса

Технология BD Instaflash™





БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ВНУТРИВЕННЫЙ КАТЕТЕР С МЕХАНИЗМОМ ЗАЩИТЫ ИГЛЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ

BD Insyte-N™ Autoguard™

Стерильный, однократного применения

Размер катетера	Длина, мм	Внешний диаметр катетера, мм	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	BD Insyte-N™ Autoguard™, номер по каталогу	BD Insyte-N™ Autoguard™ с крылышками, номер по каталогу
24G	14	0,7	Желтый	50	381811	-
24G	14	0,7	Желтый	50	-	381911

Катетеры BD Insyte-N™Autoguard™ с активным механизмом безопасности – это сочетание клинических преимуществ катетеров BD Insyte-N™/ BD Insyte-N™ с крылышками и свойств безопасного катетера 2-го поколения

Описание

- Игла катетеров Insyte-N™Autoguard™ создана с использованием технологии BD Instaflash™ и позволяет получить мгновенное подтверждение тому, что катетер вошел в просвет вены
- Канюля катетеров Insyte-N™Autoguard™ изготовлена из уникального биосовместимого материала BD Vialon™, преимущества которого подтверждены клиническими исследованиями
- Канюля длиной 14 мм – самая короткая из представленных на рынке катетеров для работы с малыми венами
- Предоставляет возможность большего выбора мест для установки катетера, а также обеспечивает увеличенную скорость потока
- Механизм защиты иглы обеспечивает безопасность для медперсонала как в процессе установки катетера, так и при последующей утилизации иглы-проводника:
  - Кнопка на основании катетера удерживает иглу вытянутой до момента активации механизма
  - При нажатии на кнопку, пружина освобождается, и игла с камерой обратного тока втягивается в безопасный прозрачный цилиндр, тем самым предотвращая ранение иглой и разбрызгивание крови и минимизируя риск инфицирования
- Катетеры BD Insyte-N™Autoguard™ особенно рекомендованы пациентам неонатологических отделений, а также взрослым пациентам с тонкими и хрупкими венами

Рекомендуемые области применения

- Неонатология
- Педиатрия
- Гериатрия

Упаковка

- Индивидуальная блистерная упаковка с отогнутым краем


Метод стерилизации

- Этиленоксид

Срок годности

- 3 года
- Маркировка CE
- Не содержит латекса

Технология BD Instaflash™





ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ВНУТРИВЕННЫЙ КАТЕТЕР С ИНТЕГРИРОВАННЫМ УДЛИНИТЕЛЕМ

BD Intima™, BD Intima™ с Y-адаптером

Стерильный, однократного применения

Размер катетера	Длина, мм	Внешний диаметр катетера, мм	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	BD Intima™, номер по каталогу	BD Intima™ с Y-адаптером, номер по каталогу
24G	19	0,7	Желтый	25	383211	383213
22G	19	0,9	Синий	25	383221	383223
20G	25	1,1	Розовый	25	383234	383236
18G	25	1,3	Зеленый	25	—	383246

Канюля катетера BD Intima™/ BD Intima™Y изготовлена из уникального биосовместимого материала BD Vialon™, преимущества которого подтверждены клиническими исследованиями

Описание

- Легкая венепункция благодаря ровному и прочному кончику канюли
- Снижение риска развития флебита и устойчивость к перегибам благодаря способности размягчаться в полости вены
- Улучшенные потоковые характеристики благодаря увеличенному внутреннему диаметру
- Интегрированный удлинитель обеспечивает дополнительное снижение риска развития флебита, позволяя проводить манипуляции на удалении от места установки катетера
- Двойная фиксация на коже за широкие крылышки и петлю удлинителя обеспечивает защиту от непреднамеренного смещения или извлечения катетера из вены
- Катетер BD Intima™Y оснащен интегрированной заглушкой с резиновой мембраной (игольным доступом)
- Катетеры с интегрированным удлинителем BD Intima™/BD Intima™Y могут находиться в вене без осложнений дольше традиционных катетеров и поэтому особенно рекомендованы пациентам с хрупкими и поврежденными венами

Рекомендуемые области применения

- Хрупкие или поврежденные вены (онкология, гериатрия)

Упаковка

- Индивидуальная блистерная упаковка с отогнутым краем

Метод стерилизации

- Этиленоксид

Срок годности

- 5 лет
- Маркировка CE
- Не содержит латекса



БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ВНУТРИВЕННЫЙ КАТЕТЕР С ИНТЕГРИРОВАННЫМ УДЛИНИТЕЛЕМ, С МЕХАНИЗМОМ ЗАЩИТЫ ИГЛЫ

BD Saf-T-Intima™

Стерильный, однократного применения

Размер катетера	Длина, мм	Внешний диаметр катетера, мм	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	BD Saf-T-Intima™, номер по каталогу	BD Saf-T-Intima™ с Y-адаптером, номер по каталогу
24G	19	0,7	Желтый	25	383312	383313
22G	19	0,8	Голубой	25	383322	383323
20G	25	1,1	Розовый	25	383335	383336
18G	25	1,3	Зеленый	25	-	383346

Безопасные катетеры с интегрированным удлинителем BD Saf-T-Intima™/ BD Saf-T-Intima™ с Y-адаптером – это сочетание клинических преимуществ катетеров BD Intima™/ BD Intima™Y и свойств безопасного катетера 2-го поколения

Описание

- Канюля катетеров BD Saf-T-Intima™/ BD Saf-T-Intima™ с Y-адаптером изготовлена из уникального биосовместимого материала BD Vialon™, преимущества которого подтверждены клиническими исследованиями
- Легкая венепункция благодаря ровному и прочному кончику канюли
- Снижение риска развития флебита и устойчивость к перегибам благодаря способности размягчаться в полости вены
- Улучшенные потоковые характеристики, благодаря увеличенному внутреннему диаметру
- Механизм защиты иглы-проводника обеспечивает безопасность для медперсонала как в процессе установки катетера, так и при последующей утилизации

В процессе отсоединения иглы-проводника от катетера специальный механизм втягивает ее в безопасный корпус, тем самым предотвращая как ранение иглой, так и разбрызгивание крови и минимизируя риск возможного инфицирования медперсонала

- Интегрированный удлинитель обеспечивает дополнительное снижение риска развития флебита, позволяя проводить манипуляции на удалении от места установки катетера

Двойная фиксация на коже за широкие крылышки и петлю удлинителя обеспечивает защиту от непреднамеренного смещения или извлечения катетера из вены

- Катетер BD Saf-T-Intima™ с Y-адаптером оснащен съемной заглушкой с резиновой мембраной (игольным доступом)
- Безопасные катетеры с интегрированным удлинителем BD Saf-T-Intima™/ BD Saf-T-Intima™ с Y-адаптером могут находиться в вене без осложнений дольше традиционных катетеров и поэтому особенно рекомендованы пациентам с хрупкими и поврежденными венами

Рекомендуемые области применения

- Катетеризация, при которой контакт с кровью исключен (инфекционные болезни)

Метод стерилизации

- Этиленоксид

Срок годности

- 4 года
- Маркировка CE
- Не содержит латекса



ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ВНУТРИВЕННОГО ДОСТУПА С МЕХАНИЗМОМ ЗАЩИТЫ ИГЛЫ

BD Nexiva™ стандартная версия

Стерильно, однократного применения

BD Nexiva™ стандартная версия

Размер катетера	Длина канюли, мм	Цветовая кодировка	Скорость потока H_2O, мл/мин	Скорость потока H_2O, мл/час	Объем заполнения	Количество, шт. (коробка/упаковка)	BD Nexiva™ стандартная версия, номер по каталогу
24G	14	Желтый	14	840	0,4	20/80	383640
24G	19	Желтый	13	780	0,4	20/80	383641
22G	25	Голубой	27	1620	0,4	20/80	383642
20G	25	Розовый	54	3240	0.5	20/80	383646
20G	32	Розовый	52	3120	0.5	20/80	383647
20G	45	Розовый	48	2880	0.5	20/80	383648
18G	32	Зеленый	84	5040	0.5	20/80	383649
18G	45	Зеленый	78	4680	0.5	20/80	383650

Закрытая интегрированная безопасная система внутривенного доступа BD Nexiva™ – новое поколение устройств для катетеризации периферических вен.

Особенности BD Nexiva™:

Простота в установке

- Легкая венепункция благодаря особой заточке иглы и ровному и прочному кончику канюли
- Снабжена технологией BD Instaflash™ для мгновенного подтверждения попадания в вену

Снижение риска развития флебитов

- Длительное нахождение в вене благодаря клинически доказанному материалу канюли BD Vialon™
- Дополнительное снижение риска механического флебита и дислокации катетера благодаря надежной двойной фиксации за крылышки и удлинитель и работе на удалении от места венепункции

Защита медперсонала от гемоконтактных инфекций при установке катетера, утилизации иглы проводника и уходе за катетером

- После извлечения иглы-проводника ее острие заключается в гладкий пластиковый чехол защитного механизма во избежание случайного ранения иглой
- Оставшиеся на острие иглы капли крови поглощаются внутрь защитного механизма, предотвращая разбрызгивание крови
- Закрытая система со стопорным краном BD Connecta™ исключает подтекание крови при установке и уходе за катетером

Снижение риска катетер-ассоциированных инфекций

- Устройство безыгольного доступа с уникальной расщепленной мембраной BD Q-Syte™ создает закрытую систему внутривенного доступа и способствует предотвращению контаминации сосудистого русла

Метод стерилизации

- Этиленоксид

Срок годности

- 3 года
- Маркировка CE
- Не содержит латекса

Технология BD Instaflash™





ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ВНУТРИВЕННОГО ДОСТУПА С МЕХАНИЗМОМ ЗАЩИТЫ ИГЛЫ

BD Nexiva™ со стопорным краном BD Connecta™

Стерильно, однократного применения

BD Nexiva™ со стопорным краном BD Connecta™

Размер катетера	Длина канюли, мм	Цветовая кодировка	Скорость потока H_2O, мл/мин	Скорость потока H_2O, мл/час	Объем заполнения	Количество, шт. (коробка/упаковка)	BD Nexiva™ с BD Connecta™, номер по каталогу
24G	19	Желтый	15	900	0,6	20/80	383681
22G	25	Голубой	30	1800	0,6	20/80	383682
20G	25	Розовый	52	3120	0.8	20/80	383686
20G	32	Розовый	50	3000	0.8	20/80	383687
18G	32	Зеленый	78	4680	0.8	20/80	383689
18G	45	Зеленый	74	4440	0.8	20/80	383690



ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ВНУТРИВЕННОГО ДОСТУПА С МЕХАНИЗМОМ ЗАЩИТЫ ИГЛЫ

BD Nexiva™ со стопорным краном BD Connecta™ и BD Q-Syte™

Стерильно, однократного применения

BD Nexiva™ со стопорным краном BD Connecta™ и устройством безыгольного доступа BD Q-Syte™

Размер катетера	Длина канюли, мм	Цветовая кодировка	Скорость потока H_2O, мл/мин	Скорость потока H_2O, мл/час	Объем заполнения	Количество, шт. (коробка/упаковка)	BD Nexiva™ с BD Connecta™ и BD Q-Syte™, номер по каталогу
24G	14	Желтый	16	960	0,6	20/80	383660
24G	19	Желтый	15	900	0,6	20/80	383661
22G	25	Голубой	30	1800	0,6	20/80	383662
20G	25	Розовый	52	3120	0.8	20/80	383666
20G	32	Розовый	50	3000	0.8	20/80	383667
20G	45	Розовый	46	2760	0.8	20/80	383668
18G	32	Зеленый	78	4680	0.8	20/80	383669
18G	45	Зеленый	74	4440	0.8	20/80	383670



УСТРОЙСТВО БЕЗЫГОЛЬНОГО ДОСТУПА С РАСЩЕПЛЕННОЙ МЕМБРАНОЙ

BD Q-Syte™

Стерильно, однократного применения

Описание	Объем заполнения, мл	Скорость потока, мл/мин	Количество в упаковке, шт	Номер по каталогу
BD Q-Syte™	0.1	525	50	385100

BD Q-Syte™ - это устройство безыгольного доступа с уникальной расщепленной мембраной

Применение

- Совместимо с любыми луер-слип и луер-лок соединениями стандарта ISO 594
- Используется для присоединения шприцев и инфузионных линий
- Предназначено для использования на периферических или центральных венозных и артериальных линиях
- Возможно использование для взятия крови

Особенности устройства

простая и удобная конструкция, возможность эффективной дезинфекции и прямой и прозрачный канал тока жидкости, способствуют снижению риска развития катетер-ассоциированных инфекций кровотока.



Устройство закрыто



К устройству присоединен шприц или инфузионная линия

Благодаря прямому и широкому каналу тока жикости, BD Q-Syte™ также обеспечивает:

- Значительно улучшенные потоковые характеристики[1]
- Низкий объем заполнения

1. Данные по запросу



УСТРОЙСТВО БЕЗЫГОЛЬНОГО ДОСТУПА С РАСЩЕПЛЕННОЙ МЕМБРАНОЙ

Аксессуары для инфузионной терапии с BD Q-Syte™

Стерильно, однократного применения

Описание	Объем заполнения (мл)	Скорость потока, (мл/мин)	Количество в упаковке, (шт)	Номер по каталогу
BD Q-Syte™ с удлинителем стандарт	1.14	445	25	385101
BD Q-Syte™ с удлинителем микро	0.21	49	50	385102
BD Q-Syte™ адаптер для флаконов	0.1	525	25	385108
BD Connecta™ стопорный кран с BD Q-Syte™	0.31	490/390	50	394501

Acacia Inc.* Специальные удлинители с устройством безыгольного доступа с расщепленной мембраной BD Q-Syte™

Описание	Объем заполнения (мл)	Скорость потока, (л/час)	Количество в упаковке, (шт)	Номер по каталогу
BD Q-Syte™ Двухходовый удлинитель 15 см стандарт	1.60	20	50	385161
BD Q-Syte™ Трехходовый удлинитель 15 см стандарт	2.25	20	50	385162
BD Q-Syte™ Двухходовый удлинитель 15 см микро	0.45	2	50	385163
BD Q-Syte™ Трехходовый удлинитель 15 см микро	0.80	2	50	385164

* Acacia Inc.* Специальные удлинители с устройством безыгольного доступа с расщепленной мембраной BD Q-Syte™ эксклюзивно от BD Medical. Acacia Inc., Brea, CA. 92921 www.acaciainc.com.

Преимущества устройства безыгольного доступа BD Q-Syte™

- Гладкая силиконовая поверхность расщепленной мембраны
- Легко дезинфицируется тампоном с антисептиком
- Без интерстициального пространства между лепестками
- Способствует обеспечению должного уровня асептики

Расщепленная мембрана

- Закрытая система для использования с любыми соединениями типа луер
- Способствует предотвращению контаминации сосудистого русла

Совместимость с липидами

- Возможно использование при инфузии парентерального питания

- Совместимо с соединениями типа луер-лок и луер-слип

Прямой широкий канал тока жидкости

- Обеспечивает высокие потоковые характеристики (>500 мл/мин)
- Не приводит к развитию гемолиза

Прозрачный корпус

- Четкая визуализация содержимого
- Способствует повышению качества промывания

Легкое, компактное устройство

- Способствует большей комфортности для пациента, благодаря маленькому размеру и весу

Метод стерилизации

- Этиленоксид

Срок годности

- 5 лет (кроме продукции Acacia Inc.*)
- 3 года для продукции Acacia Inc.*

- Маркировка CE

- Не содержит латекса



СТОПОРНЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОЙ ТЕРАПИИ И МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ

BD Connecta™

Стерильные, однократного применения

BD Connecta™ стопорный кран

Описание	Вращение крана	Цвет крана	Объём заполнения, мл	Количество в упаковке, шт.	Кодировка стержня	Номер по каталогу
BD Connecta™	360°	Белый	0,22	100	Нет	394600
BD Connecta™	360°	Белый	0,22	100	Да	394601
BD Connecta™	360°	Голубой	0,22	100	Нет	394602
BD Connecta™	360°	Красный	0,22	100	Нет	394605

BD Connecta™ - результат непрерывного совершенствования и исследований BD, направленных на улучшение и сокращение рисков при внутривенной терапии

BD Connecta™ дает возможность отслеживать, полностью открыт или закрыт стопорный кран, при помощи ощутимой фиксации. Новый сорт поликарбоната и высокий уровень прессовочной техники способствуют повышенной устойчивости к повреждениям.

Описание:

- Гладкая чистая поверхность
- Малый объем заполнения («мертвое пространство»)
- Прямой в обоих направлениях путь тока жидкости
- Материал позволяет использовать липиды и препараты для химиотерапии

Материал

- Поликарбонат, полиэтилен, полипропилен



СТОПОРНЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОЙ ТЕРАПИИ И МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ

BD Connecta™

Стерильные, однократного применения

BD Connecta™ стопорный кран с удлинителем

Описание	Удлинитель, см	Отверстие	Вращение крана	Цвет крана	Объём заполнения, мл	Количество в упаковке, шт.	Кодировка стержня	Номер по каталогу
BD Connecta™	7	Да	360°	Белый	0,8	50	Нет	394945
BD Connecta™	10	Нет	360°	Белый	0,8	50	Нет	394995
BD Connecta™	10	Нет	360°	Голубой	0,8	50	Нет	394997
BD Connecta™	25	Да	360°	Белый	1,5	20	Нет	394936
BD Connecta™	25	Нет	360°	Белый	1,5	20	Нет	394926
BD Connecta™	50	Нет	360°	Белый	2,8	20	Нет	394951
BD Connecta™	100	Нет	360°	Белый	5,5	20	Нет	394961
BD Connecta™	100	Да	360	Белый	5,5	20	Нет	394971

BD Connecta™ с удлинителем малого объема заполнения

Описание	Удлинитель, см	Вращение крана	Цвет крана	Объём заполнения, мл	Количество в упаковке, шт.	Кодировка стержня	Номер по каталогу
3-ходовой кран	15	360°	Белый	0,30	50	Нет	394982
3-ходовой кран	30	360°	Белый	0,45	50	Нет	394983

Метод стерилизации

- Бета-радиация

Срок годности

- 3 года
- Маркировка CE
- Не содержат латекса



РАЗВЕТВИТЕЛИ ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ

BD Multiflo™

Стерильные, однократного применения

Наименование	Объем заполнения , мл	№ по каталогу	Кол-во в упаковке, шт.
BD MULTIFLO™ 3	***ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ***		
С заглушками BD Luer-Lok™	0,8	394633	10
С удлинителем 25 см	1,8	394638	10
С удлинителем 50 см	2,8	394637	10
С удлинителем 150 см	6,7	394636	10
BD MULTIFLO™ 5	***ПЯТИКАНАЛЬНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ***		
С заглушкой BD Luer-Lok™	1,1	394653	10
С удлинителем 25 см	2	394658	10
С удлинителем 50 см	3,1	394657	10
С удлинителем 150 см	7	394656	10

Как часто Вы испытываете трудности во время многократного введения инфузионных растворов?

Описание

- BD Multiflo™ обеспечивает высокую скорость тока и, одновременно, минимальный объем «мертвого пространства»
- Цветовая кодировка прозрачных магистралей и механизм переключения потока BD Floswitch™ сводят к минимуму возможность путаницы с вводимыми препаратами
- Благодаря полипропиленовому корпусу риск образования трещин сведен к минимуму
- BD Multiflo™ с интегрированным удлинителем обеспечивает более высокий уровень безопасности за счет снижения риска случайного отсоединения, утечек и контаминации

Метод стерилизации

- Этиленоксид

Срок годности

- 5 лет

- Маркировка CE (кроме 394630)
- Не содержат латекса

> BD Multiflo™ 5-ходовой комплектуется цветными стикерами



Каждая коробка с десятью 5-ходовыми разветвителями BD Multiflo™ комплектуется цветными стикерами для соответствующей маркировки флаконов с инфузионными растворами.



ФИКСИРУЮЩАЯ ПОВЯЗКА ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ КАТЕТЕРОВ

BD Veca-C™

Стерильно, однократного применения

Описание	Количество в упаковке, шт.	Номер по каталогу
BD Veca-C™	50	392020

Описание

- BD Veca-C™ - стерильная повязка для оптимальной фиксации внутривенных катетеров, с портом и без
- Повязка BD Veca-C™ защищает место инъекции
- Повязка впитывает экссудат в месте венепункции, поддерживая его в сухом состоянии
- В упаковку входит удобная прокладка, которая размещается под крылышками внутривенного катетера
- Кроме того, BD Veca-C™ имеет прозрачное окошко из полиуретана, которое позволяет визуально контролировать реакцию сосуда и своевременно принять соответствующие меры в случае необходимости

Метод стерилизации

- Этиленоксид

Срок годности

- 5 лет

- Маркировка CE
- Не содержит латекса



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

Заглушка

Описание	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	Номер по каталогу
Заглушка BD Luer-Lok™	Белая	200	394080



АРТЕРИАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР

BD™ Arterial Cannula

Стерильный, однократного применения

Размер катетера	Длина, мм	Количество в упаковке, шт.	Номер по каталогу
20G с BD Floswitch™	45	25	682245

Описание

- Катетер предназначен для инвазивного измерения артериального давления или определения газового состава крови
- Устройство включения/выключения BD Floswitch™ предотвращает обратный ток жидкости, снижая риск воздушной эмболии и вероятность инфицирования персонала при контакте с кровью
- Крылышки для облегчения фиксации

Метод стерилизации


- Этиленоксид

Срок годности


- 5 лет

Класс На согласно Европейской Директиве для изделий медицинского назначения 93/42/EEC

BD Floswitch™
Закрыт



BD Floswitch™
Открыт



Механизм запатентован. Стальной шарик надежно перекрывает поток жидкости, обеспечивая безопасное и четкое открытие и закрытие просвета катетера

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ



СПИНАЛЬНЫЕ ИГЛЫ СО СРЕЗОМ КАРАНДАШНОГО ТИПА

BD™ Whitacre Pencil Point Spinal Needles

Стерильные, однократного применения

Описание	Размер и длина, мм	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	Номер по каталогу
BD™ Whitacre карандашного типа	27G x 90мм (3½")	Серый	25	402051
	25G x 90мм (3½")	Голубой	25	402050
	24G x 90мм (3½")	Пурпурный	25	405104
	22G x 90мм (3½")	Черный	25	401995
BD™ Whitacre удлиненная	27G x 119мм (4 11/16")	Серый	10	409443
	25G x 119мм (4 11/16")	Голубой	10	409442
BD™ Whitacre с интродьюсером	27G x 90мм (3½") с интродьюсером 22G (1¼")	Серый	25	405075
	25G x 90мм (3½") с интродьюсером 20G (1¼")	Голубой	25	405076

Интродьюсеры

Описание	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	Номер по каталогу
20G x 32мм (1¼") для BD™ Whitacre 25G	Желтый	25	405260
22G x 32мм (1¼") для BD™ Whitacre 27G	Черный	25	405261

Описание

- Боковой вырез находится очень близко к острию иглы, предотвращая промежуточное положение в твердой мозговой оболочке
- Инъекционный поток направлен под углом 45°
- Высокая механическая прочность кончика иглы для того, чтобы исключить деформации даже при контакте с костной тканью
- Павильон иглы обладает «увеличивающим эффектом» для быстрой визуализации цереброспинальной жидкости
- Без силикона: нет соответствующих побочных эффектов
- Удобный захват иглы за основание
- Биологическая безопасность: контролируемая стерилизация
- Тонкостенные иглы обеспечивают быстрое получение ликвора даже при использовании игл малого диаметра: 27G и 25G
- Индивидуальная упаковка в стерильные блистеры с отогнутым краем
- Атравматический срез иглы при пункции раздвигает волокна твердой мозговой оболочки, не повреждая их. Это снижает частоту развития постпункционных головных болей

Материал изготовления

- Игла и мандрен: специальная нержавеющая сталь
- Основание иглы и мандрена: полипропилен
- Маркирующие чернила на упаковке

Метод стерилизации

- Этиленоксид

- Маркировка CE
- Не содержат латекса





ИГЛЫ ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ И ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

BD™ Spinal Needles Quincke Type Point

Стерильные, однократного применения

Описание	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	Номер по каталогу
27G x 90мм (3½")	Серый	25	405259
26G x 90мм (3½")	Коричневый	25	405258
25G x 90мм (3½")	Оранжевый	25	405257
25G x 75мм (3")	Синий	25	405246
23G x 90мм (3½")	Бирюзовый	25	405240
22G x 90мм (3½")	Черный	25	405256
22G x 76мм (3")	Черный	25	405255
22G x 65мм (2½")	Черный	25	405244
22G x 38мм (1½")	Черный	25	405254
20G x 90мм (3½")	Желтый	25	405253
20G x 76мм (3")	Желтый	25	405252
20G x 38мм (1½")	Желтый	25	405251
19G x 90мм (3½")	Кремовый	25	405250
19G x 76мм (3")	Кремовый	25	405249
18G x 90мм (3½")	Розовый	25	405248
18G x 75мм (3")	Розовый	25	405247

Описание

- Высококачественная игла типа Quincke обеспечивает легкое проникновение
- Игла изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает легкое и правильное введение
- Точное выравнивание иглы и мандрена предотвращает эффект биопсии
- Прозрачное основание иглы для четкой визуализации спинномозговой жидкости
- Без силикона: отсутствие побочных эффектов
- Удобный захват иглы
- Биологическая безопасность: контролируемая стерилизация
- Индивидуально упакованные в стерильные блистерные упаковки

Материал изготовления

- Игла: специальная нержавеющая сталь
- Основание иглы: полипропилен

Метод стерилизации

- Этиленоксид

- Маркировка CE
- Не содержат латекса





СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИГЛЫ ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ И ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

BD™ Spinal Needles Quincke Type Point

Стерильные, однократного применения

Длинные спинальные иглы

Описание	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	Номер по каталогу
25G x 119мм (4 11/16")	Синий	10	405234
22G x 130мм (5")	Черный	10	405148
22G x 180мм (7")	Черный	10	405149
20G x 150мм (6")	Желтый	10	405211
18G x 150мм (6") внутридискальная лечебная игла	Розовый	10	408360

Спинальные иглы для педиатрии

Описание	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	Номер по каталогу
25G x 25мм (1")	Голубой	25	405243
25G x 50мм (2")	Голубой	25	405245

Спинальные иглы для местной анестезии

Описание	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	Номер по каталогу
Игла 27G x 90мм (3 1/2") Интродьюсер 22G x 32мм (1 1/4")	Серый Прозрачный	25	405069
Игла 26G x 90мм (3 1/2") Интродьюсер 20G x 32мм (1 1/4")	Коричневый Желтый	25	405065
Игла 25G x 90мм (3 1/2") Интродьюсер 20G x 32мм (1 1/4")	Оранжевый Желтый	25	405084

Интродьюсеры для спинальных игл

Описание	Цветовая кодировка	Количество в упаковке, шт.	Номер по каталогу
22G x 32мм (1 1/4") для игл 27G	Черный	25	405261
20G x 32мм (1 1/4") для игл 25G	Желтый	25	405260

Материал изготовления

- Игла: специальная нержавеющая сталь
- Основание иглы: полипропилен
- Крепление иглы к втулке: эпоксидная смола

Метод стерилизации

- Этиленоксид

- Маркировка CE
- Не содержат латекса



ПРИЛОЖЕНИЯ

BD Vialon™
БИОМАТЕРИАЛ
Клинически доказанное превосходство

В чём преимущества BD Vialon™

BD Vialon™ – уникальный запатентованный биоматериал, разработанный более 10 лет назад специально для устройств сосудистого доступа. Доказано, что использование катетеров с канюлей из биоматериала BD Vialon™ улучшает результаты лечения и обеспечивает экономию для лечебного учреждения.

За последнее десятилетие был проведен ряд клинических исследований, которые показали, что катетеры с канюлей из биоматериала BD Vialon™ просты в установке и дольше стоят в вене, обеспечивая лучшие клинические результаты лечения в целом.

Плавное и свободное введение иглы



Катетеры с канюлей из биоматериала BD Vialon™ легко и просто устанавливать в вену у самых разных пациентов.

Уникальные свойства материала BD Vialon™ обеспечивают особо гладкую поверхность канюли и ровный, плавно сходящий на нет кончик катетера.


Благодаря этому, а также превосходной силиконовой смазке, прокалывать кожу и венозную стенку, а затем продвигать катетер в вену стало так просто, как никогда ранее.


Внутри сосуда катетер становится мягче

Биоматериал канюли катетера BD Vialon™ размягчается до 70% после установки в просвет сосуда.

Благодаря способности размягчаться внутри вены, канюля катетера из биоматериала BD Vialon™ подстраивается под естественную форму сосудов и не травмирует ее стенку. Щадящее воздействие на венозную стенку, в свою очередь, приводит к снижению риска развития механического флебита – основного осложнения инфузионной терапии.







Клинические исследования показали, что катетеры с канюлей из биоматериала BD Vialon™ позволяют достичь наилучших результатов лечения

Простота установки + Сопротивление перегибам + Снижение риска развития флебита + Снижение риска инфильтрации = Высокая продолжительность нахождения в вене

Оптимальное усилие при венепункции

Особо острая заточка иглы и запатентованный способ формирования кончика канюли катетера обеспечивают исключительно плавное проникновение в полость вены сквозь кожные покровы.

Данные клинического исследования: «Венепункция при использовании катетеров с канюлей из биоматериала BD Vialon™ была гораздо проще»[1].

«Повреждение кончика чаще отмечалось при использовании катетеров из Teflon® (37,3%), чем при использовании катетеров из BD Vialon™ (16,6%). Более высокая степень флебита достоверно ассоциировалась с высокой частотой обнаружения повреждения кончика»[1].

Устойчивость к перегибам



Биоматериал BD Vialon™ обладает большей эластичностью по сравнению с другими материалами, из которых изготавливаются внутривенные катетеры.

Данные клинического исследования: «Все катетеры после удаления из вены осматривались на предмет наличия перегибов. Перегибы не были выявлены ни у одного из катетеров из материала BD Vialon™. В то же время, 29,3% катетеров из Teflon® имели видимые перегибы канюли катетера, как правило, в месте её крепления к павильону катетера»[1].

Оптимальное снижение риска развития флебита, связанного с инфузионной терапией

«Результаты проведенного нами исследования подтверждают экономическую обоснованность использования таких катетеров для снижения риска развития флебитов... У большинства пациентов, нуждавшихся в длительной инфузионной терапии, использование катетеров с канюлей из материала BD Vialon™ с заменой каждые 3-4 дня реже приводило к развитию флебитов, чем применение катетеров с канюлей из Teflon®, которые заменяли каждые 2 дня»[2].

Результаты клинических исследований:

- У пациентов старше 18 лет «...использование катетеров с канюлей из материала BD Vialon™ реже, по сравнению с катетерами с канюлей из Teflon®, приводит к развитию флебитов. Снижение риска развития флебита при использовании катетеров с канюлей из материала BD Vialon™ составило примерно 30%, а снижение риска тяжелого флебита – около 50%»[2].

- У взрослых пациентов с катетером, установленным в предоперационном периоде и использующемся для инфузионной терапии в послеоперационном периоде выявлено, что «...Наиболее важным фактором риска развития и степени тяжести инфузионного тромбофлебита служит тип материала, из которого изготовлен катетер. Применение катетеров с канюлей из материала BD Vialon™ связано со снижением риска развития тромбофлебита на 46% по сравнению с катетерами с канюлей из Teflon®»[1].

- У пациентов с затрудненным сосудистым доступом, онкологических пациентов, пациентов после множественных попыток венепункции «...при использовании катетеров с канюлей из материала BD Vialon™ риск развития флебита был на 36% ниже, чем в группе больных, которым устанавливались катетеры из Teflon®»[4].

Выраженное снижение риска инфильтрации

Благодаря своей исключительной способности размягчаться внутри сосуда, биоматериал BD Vialon™ принимает естественную форму сосудов, что снижает давление на стенки сосуда и, таким образом, уменьшает вероятность пенетрации стенки сосуда материалом катетера.

Результаты исследования у пациентов неонатологического отделения: «Многофакторный анализ показал, что использование катетеров с канюлей из материала BD Vialon™ в целом снижает риск инфильтрации на 18%, а в подгруппе новорожденных высокого риска с низкой массой тела – на 35%»[3].

1 P.B. Gaukroger, J.G. Roberts, and T.A. Manners.»Infusion Thrombophlebitis: A Pro spectiv e Comparison of 645 Vialon*and Teflon*Cannulaein Anaesthetic and Postoperative Use»Anaesthesia and Intensive Care, August 1988,Volume 16, No. 3.

2 Dennis Maki, MD and Marilyn Ringer, BSN, MS.»Risk Factors for Infusion-related Phlebitis withSmall Peripheral Venous Catheters» Annals ofInternal Medicine, 1991; 114:845-854.

3 Michael Stanley, MD, Emily Meister, RNC andK a t h ryn Fuschuber, RN. «Infiltration DuringIntravenous Therapy in Neonates: Comparison ofTeflon*and Vialon*Catheters» Southern MedicalJournal, September 1992, Volume 85, Number 9, Pages 883-886.

4 Joy M. McKee, RN, OCN, Judith A. Shell, RN,MSN, OCN, Teresa A. Warren, RN, CIC, and V.Paula Campbell, RN, OCN. «Complications ofIntravenous Therapy: A Randomized ProspectiveStudy – Vialon vs. Teflon» Journal of IntravenousNursing, Vol. 12, No. 5, Sept./Oct. 1989.



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕРОВ

Преобразование размеров канюль/катетеров BD

Цветовая кодировка и соответствующие размеры катетеров

Наружный диаметр катетера, мм	Диапазон наружного диаметра, мм	Цветовая кодировка[1,2]	Размер[3]
0,6	0,550-0,649		26G
0,7	0,650-0,749		24G
0,8; 0,9	0,750-0,949		22G
1,0; 1,1	0,950-1,149		20G
1,2; 1,3	1,150-1,349		18G
1,4; 1,5	1,350-1,549		17G
1,6; 1,7; 1,8	1,550-1,849		16G
1,9; 2,0; 2,1; 2,2	1,850-2,249		14G
2,3; 2,4; 2,5	2,250-2,549		13G
2,6; 2,7; 2,8	2,550-2,849		12G
3,3; 3,4	3,250-3,549		10G

1 Цвет может быть непрозрачным или полупрозрачным
2 Цветовая кодировка как правило применима к втулке катетера
3 Обозначение в гейджах (G) не является обязательным

Преобразование размеров канюль/катетеров внешний диаметр/ G-Fr


Определение измерения калибра производится по стандартам AAMI (Ассоциация по разработке медицинского оборудования США).

В качестве единиц измерения AAMI использует только четные числа (18, 20, 22 и т.д.).
Сходное определение размера существует в Великобритании, и здесь оно известно как SWG (калибр по стандартной проволоке).

В SWG используются последовательные номера, а именно - с 13 по 24, и это более распространенный метод измерения размеров катетеров в Европе.

Шарьеры, более известные как единицы французской шкапы (French), относятся непосредственно к размеру катетеров, то есть 1 Fr = 0,33 мм.

В приведенных таблицах показаны размеры AAMI - SWG - French относительно наружного диаметра в мм.



ИНДЕКС

300013	8
300014	8
300015	8
300094	6
300136	11
300137	11
300138	11
300139	11
300300	6
300400	6
300600	6
300605	11
300613	11
300629	11
300635	6
300637	6
300700	6
300800	6
300865	11
300866	11
300867	11
300869	11
300900	6
300912	8
301000	6
301155	6
301156	6
301190	11
301229	11
301231	11
301300	6
301355	8
301500	6
301700	6
301750	6
301781	7
301782	7
301783	7
301784	7
301785	7
301900	6
302200	6
302245	13
302247	13
302248	13
302249	13
302250	13
302251	13
302640	12
302642	12
302654	12
302655	12
302658	12
302690	12
302692	12
302696	12
302758	12
302761	12
302788	7
302789	7
302790	7
302791	7
302792	7
303800	6
304000	6
304100	6
304300	6
304432	6
304434	6
304622	6
304727	6
304827	6
305309	10
305760	9
305770	9
305771	9
305888	9
305892	9
305894	9
305895	9
305899	9
309628	8
309649	8
309658	8
320480	16
320519	16
320520	16
320590	16
320829	15
320909	15
320910	15
320911	15
320921	15
320929	15
320930	15
381211	24
381212	21
381223	21
381234	21
381234	21
381237	21
381244	21
381246	21
381257	21
381267	21
381311	24
381312	21
381323	21
381337	21
381344	21
381346	21
381357	21
381811	25
381812	22
381823	22
381834	22
381837	22
381844	22
381847	22
381857	22
381867	22
381911	25
381912	22
381923	22
381934	22
381937	22
381944	22
381947	22
381957	22
383211	26
383213	26
383221	26

383223	26
383234	26
383236	26
383246	26
383312	27
383312	27
383322	27
383323	27
383335	27
383336	27
383346	27
383640	28
383641	28
383642	28
383646	28
383647	28
383648	28
383649	28
383650	28
383660	29
383661	29
383662	29
383666	29
383667	29
383668	29
383669	29
383670	29
383681	29
383682	29
383686	29
383686	29
383687	29
383689	29
383690	29
385100	30
385101	31
385102	31
385108	31
385161	31
385162	31
385163	31
385164	31
391349	23
391350	23
391451	18
391452	18
391453	18
391454	18
391455	18
391456	18
391457	18
392020	35
393202	19
393204	19
393206	19
393207	19
393208	19
393209	19
393210	19
393222	20
393224	20
393226	20
393227	20
393228	20
393229	20
393230	20
394080	35
394501	31
394600	32
394601	32
394602	32
394605	32
394633	34
394636	34
394637	34
394638	34
394653	34
394656	34
394657	34
394658	34
394926	33
394936	33
394945	33
394951	33
394961	33
394971	33
394982	33
394983	33
394995	33
394997	33
401995	38
402050	38
402051	38
405065	40
405069	40
405075	38
405076	38
405084	40
405104	38
405148	40
405149	40
405211	40
405234	40
405240	39
405243	40
405244	39
405245	40
405246	39
405247	39
405248	39
405249	39
405250	39
405251	39
405252	39
405253	39
405254	39
405255	39
405256	39
405257	39
405258	39
405259	39
405260	38, 40
405261	38, 40
408360	40
409442	38
409443	38
682245	36

Helping all people
live healthy lives

BD в России
127018, Москва, Россия
ул. Двинцев д.12, стр. 1
блок С, 4 этаж
тел.: +7-495-775 8582
факс: +7-495-775 8583
www.bd.com/ru

BD, BD Logo и другие торговые знаки являются собственностью Becton, Dickinson and Company. ©2012 BD
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в ассортимент и спецификации после даты печати каталога.
За более подробной информацией обращайтесь к дистрибьютерам, осуществляющим продажу продукции BD на территории РФ.

2012EMAMED022012